




**Garantía
1 año**

Mini Micropipeta de Volumen Fijo



12.5 cm

Descripción

La mini micropipeta de volumen fijo es un instrumento de alta precisión. Ideal para usar en laboratorios educativos y kits de diagnóstico.

Características

- Diseñada para uso cómodo
- Resultados precisos con su pistón de dos pasos
- Óptima para trabajar pipeteo inverso
- Cono diseñado para puntas universales
- Totalmente autoclavable
- Amplio rango de volúmenes fijos

Accesorios Incluidos

- Muestra de punta compatible

Especificaciones Técnicas

Mini Micropipetas de Volumen Fijo	Modelo SKU	Volumen (µl)	Exactitud	Precisión
			+/-%	+/-µl
	MPI103661	5	2.5	1.5
	MPI103622	10	1.2	0.8
	MPI103637	20	1.0	0.5
	MPI103645	25	1.0	0.4
	MPI103653	50	1.0	0.4
	MPI103614	100	0.8	0.3
	MPI103796	200	0.8	0.3