




**Garantía
5 años**

Microscopio Prisma 104-T

MTP104103



Descripción

El microscopio trinocular Prisma 104-T es un instrumento óptico utilizado en escuelas y clínicas veterinarias para visualizar muestras de células, tejidos o microorganismos con alta resolución mediante lentes.

Especificaciones Técnicas

Cabeza	Trinocular
Revolver	Cuádruple
Oculares	WF 10X / 18mm
Objetivos acromáticos	4x, 10x, 40x(s), 100x(s, aceite)
Platina	Medidas: 125 x 110mm Movimiento: X-Y 75x30 mm
Enfoque	Rango: 36 mm Precisión: 0.002 mm
Condensador	Abbe N.A. 1.25
Iluminación	LED 3W
Alimentación	110V 60Hz



Características

- Cabeza trinocular Siedentopf inclinada a 30°, rotatable 360°.
- Revolver cuádruple inclinado hacia atrás.
- Objetivos acromáticos.
- Oculares de campo amplio.
- Platina mecánica de doble capa con vernier y pinzas.
- Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con tope.
- Objetivos con anillos de color para su identificación.
- Ajuste de dioptrías ± 5 en el porta-ocular izquierdo.
- Condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris.
- Iluminación LED de 3W con control de intensidad.
- Conector USB de 5W.

Accesorios Incluidos

- Muestra de aceite de inmersión.
- Juego de llaves Allen.
- Funda.
- Manual de operación en español.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).