


Microtubo 1.5ml




PID105516

Descripción

Los microtubos de 1.5 ml son pequeños recipientes de plástico utilizados en laboratorios para el almacenamiento, centrifugación y manipulación de muestras biológicas o químicas.



9001:2015
13485:2016



Características

- Fabricados con plástico de polipropileno.
- Tapa plana a presión con cierre hermético.
- Se puede esterilizar en autoclave.
- Graduaciones en relieve.
- Área de escritura en relieve.
- Fondo cónico.
- No estériles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	1.5 ml
Graduaciones	0.25 ml
FCR Máx.	20 000 xg
Temperatura	-80° a 121° C
Bolsa	500 piezas
Autoclavable	121°C x 20 min
Dimensiones	Ø13x42 mm
Peso	200 g

